

\*POTENTIELS EVOQUES

Commandez vos accessoires par internet  
[www.micromed-France.com](http://www.micromed-France.com)  
Rubrique Produits



MICROMED France S.A.S-Parc d'activités Mâcon TGV-Quartier Loché-347 Rue Mâcon Chaintré-71000 MACON

tél. : 00 33 (0) 3 85 36 81 50—fax : 00 33 (0) 3 85 36 81 51

[www.micromed-france.com](http://www.micromed-france.com)

RC VILLEFRANCHE TARARE B 384 318 283 APE 4774Z

Version 1.25 : 20-10-2011



# ACCESSOIRES

## PE



Accessoires de stimulation PES - PEA - PEV	p 3
Electrodes EEG Capsulex	p 4
Kits Electrodes Capsulex PE et EEG multicolores + casque à CUPULES	p 4 et 5
Electrodes cupule EEG- PE à usage unique	p 5
Electrodes cupule EEG- PE avec câble à usage unique	p 6
Electrodes clip oreille	p 6
Electrodes aiguilles EEG et PE à usage unique avec câbles complets	p 7 et 8
Electrodes aiguilles EEG et PE à usage unique et câbles support aiguilles	p 8
Adaptateurs et connecteurs divers EEG, EMG, PE	p 9
Pâtes conductrices -EEG-EMG -PE	p 10

## STOCKAGE



Supports de stockage informatique	p 11
-----------------------------------	------

## DIVERS



Batteries-piles	p 11
-----------------	------

## ACCESSOIRES DE STIMULATION PE

### Accessoires PES

**EP STIM TP** Electrode de stimulation Barre (écartement 30 mm) avec câble de longueur 1m terminé par 2 fiches Touch Proof DIN 42802. Bande de fixation élastique.



**EP STIM BAND** Bande élastique pour fixer le stimulateur EP STIM TP



### Accessoires PEA


**EP CAP MINI** Casque auditif Telephonics TDH49 avec fiche miniDin



**EP AURICULAR** Casque insert pour stimulation auditive avec fiche mini Din. Type SONY ou équivalent



**EP INSERT** Transducteurs tubulaires pur réalisation des PEA. A utiliser avec des embouts jetables à insérer dans l'oreille du patient. Livré avec : 1 adaptateur pour écouteurs tubulaires, 50 embouts oreille, 2 tubes de remplacement rouge et bleu, 1câble de connexion longueur 4,5 m. Connecteur miniDIN pour stimulateur Micromed.



**EAR TIP 3A** Embouts d'oreille jetable en mousse de diam 13 mm. Paquet de 50 unités

**EAR TIP 3B** Embouts d'oreille jetable en mousse de diam 10 mm. Paquet de 100 unités

**EAR TIP 3C** Embouts d'oreille jetable en mousse de diam 10 mm. Paquet de 100 unités



**EAR TIP CLIP** Paquet de 10 pinces avec Velcro pour fixer les écouteurs EP INSERT



**EAR TIPS TUBE** Tubes de remplacement pour écouteurs TIP 10M DIN : 1 tube rouge et un tube bleu




**EAR TIPS CB** Câble de connexion de longueur 4,5 m pour stimulateur EP INSERT



### Accessoires PEV

**FLS FILTERS** Ensemble de 5 filtres de couleurs : Bleu - Rouge - Orange - Jaune - Vert à glisser directement sur la lampe Xénon FLS FLASH 10 MICROMED.



**EP GOGGLES** Lunettes pour stimulation visuelle, avec fiche miniDIN



## ELECTRODES EEG PE CAPSULEX

**EL TPCO** Electrode cupule percée, diamètre 10mm. Longueur 90cm couleur grise. Fiche Touch Proof mâle.



**PC TP** Electrode cupule percée, câble de longueur 120 cm. Diamètre 10mm Fiche Touche Proof.



**PC8 TP** Électrode cupule percée, câble de longueur 120 cm. Diamètre 8 mm Fiches Touch Proof.

**TMB 10 TP** Électrode cupule non percée, câble de longueur 1,20 m. Diamètre 10 mm Fiche Touch Proof.

## KITS ELECTRODES CUPULE EEG –PE PAQUETS multicolores + casque à CUPULES

**NETCAP –XX** casque filet spécial pour maintien des électrodes sur la tête du patient, utilisable en enregistrement longue durée ( sommeil, EEG vidéo ). Permet d'éviter l'utilisation des substances collantes ( Collodion ) : une simple pâte de contact adhésive et conductrice suffit ( TENSIVE ou EC2 ). 5 tailles différentes à choisir ( remplacer le X de la référence par le code taille suivant ) ; L adulte large– M adulte moyen – S adulte petit– Ml enfant moyen– Sl enfant petit



**EL TPCO 6** paquet de 10 électrodes cupules; 5 couleurs différentes. Câble en polyuréthane ( PU ) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, diamètre 6 mm – AgAgCl -stérilisation par éthylène Oxide (Eto )- Non stérilisation par Autoclave



**EL TPCO C** paquet de 10 électrodes cupules bombées : 5 couleurs différentes. Câble en polyuréthane ( PU ) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, diamètre 10 mm –dorée Chlorure d'argent -stérilisation par éthylène Oxide (Eto )- Non stérilisation par Autoclave



**EL TPCO W** paquet de 10 électrodes cupules 10 mm waterproof : 5 couleurs différentes. Câble en polyuréthane ( PU ) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, diamètre 10 mm –dorée Chlorure d'argent -stérilisation par éthylène Oxide (Eto )- Non stérilisation par Autoclave



## KITS ELECTRODES CUPULE EEG –PE PAQUETS multicolores + casque à CUPULES

**EL TPCO S** Paquet de 10 électrodes cupules 10 mm "SPIDER" : 5 couleurs différentes. Câble en polyurethane (PU) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, Diamètre 10 mm - AgAgCl- Stérilisation par Ethylène Oxide (Eto) - Non stérilisable par Autoclave



**EL TPCO S6** Paquet de 10 électrodes cupules 6 mm "SPIDER" : 5 couleurs différentes. Câble en polyurethane (PU) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, Diamètre 6 mm - AgAgCl- Stérilisation par Ethylène Oxide (Eto) - Non stérilisable par Autoclave.

**EL TPCO N** Paquet de 10 électrodes cupules 10 mm sintérisées : 5 couleurs différentes. Câble en polyurethane (PU) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, Diamètre 10 mm - Stérilisation par Ethylène Oxide (Eto) - Non stérilisable par Autoclave



## ELECTRODES CUPULE EEG –PE A USAGE UNIQUE avec CABLE REUTILISABLE


### EL SPCO

Paquet de 500 électrodes cupules à usage unique. ABS plaqué AgAgCl. A connecter sur un câble ref SPCO MD



### EL SPCO MD


Paquet de 10 câble 150 cm en polyuréthane (PU) pour électrodes cupules à usage unique SPCO. Fiche touch proof DIN 42802.



## ELECTRODES CUPULE EEG –PE AVEC CABLE A USAGE UNIQUE

### EL TPCO D

Paquet de 10 câble 150 cm en polyuréthane (PU) avec électrodes cupules à usage unique. ABS plaqué AgAgCl. Fiche touch proof DIN 42802. 10 couleurs différentes



## ELECTRODES CLIP OREILLE

### EL TP EAR

Electrode cupule Clip Oreille (AgCl) , câble de longueur 120 cm. Fiche Touch Proof femelle DIN 42802 Taille adulte. Ensemble de 2 électrodes. Compatible avec les casques Micro-med.



**EL TPEAR**

### EL TP LINK

Câble de liaison afin de relier deux électrodes ensemble pour réaliser une référence G2 avec oreilles court-circuitées. Fiche Touch Proof femelle.



## ELECTRODES AIGUILLES EEG & PE à usage unique avec câble complet

### ELSPD10

Paquet de 25 électrodes à usage unique 13 mm diam 0,40 mm en acier montées sur câbles de 5 couleurs différentes (Noir-Rouge-Vert-Jaune-Blanc) de longueur 100 cm en polyuréthane (PU) terminés par fiche DIN 42802 mâle.



### ELSPD15

Paquet de 25 électrodes à usage unique 13 mm diam 0,40 mm en acier montées sur câbles de 5 couleurs différentes (Noir-Rouge-Vert-Jaune-Blanc) de longueur 150 cm en polyuréthane (PU) terminés par fiche DIN 42802 mâle.



### ELSPDC 15

Paquet de 25 électrodes à usage unique en acier en forme de ressort à visser et protégée par un bouchon diam 0,35 mm montées sur câbles de 5 couleurs différentes (Noir-Rouge-Vert-Jaune-Blanc) de longueur 150 cm en polyuréthane (PU) terminés par fiche DIN 42802 mâle.

### ELSPDH 15

Paquet de 25 électrodes à usage unique 13 mm diam 0,40 mm en acier en forme d'hameçon montées sur câbles de 5 couleurs différentes (Noir-Rouge-Vert-Jaune-Blanc) de longueur 150 cm en polyuréthane (PU) terminés par fiche DIN 42802 mâle.



### ELSP10TW

Paquet de 25 paires d'électrodes (câbles tressés) à usage unique 13 mm diam 0,40 mm en acier. Montées sur une paire de câbles de longueur 100 cm terminés par fiche DIN 42802 mâle. Chaque paire de câble ayant un code couleur (5 codes) : Noir-Rouge Noir-Vert Noir-Jaune Noir-Blanc Noir-Bleu.



# PE

- ELT100** Paquet de 25 électrodes aiguilles à usage unique. Acier. Longueur 13mm , diamètre 0,4mm , avec connecteur Touch Proof DIN 42802. Longueur de câble 100 cm. Conditionnées par paquet individuel avec un panel de 5 couleurs différentes.
- ELT150** Paquet de 25 électrodes aiguilles à usage unique. Acier. Longueur 13mm , diamètre 0,4mm , avec connecteur Touch Proof DIN 42802. Longueur de câble 150 cm. Conditionnées par paquet individuel avec un panel de 5 couleurs différentes.
- ELT200** Paquet de 25 électrodes aiguilles à usage unique. Acier. Longueur 13mm , diamètre 0,4mm , avec connecteur Touch Proof DIN 42802. Longueur de câble 200 cm. Conditionnées par paquet individuel avec un panel de 5 couleurs différentes.



## ELECTRODES AIGUILLES EEG ET PE A USAGE UNIQUE ET CABLES SUPPORT AIGUILLES


### PCT 861-35-15

Electrode aiguille à usage unique en inox montée sur miniconnecteur 1 mm. Diamètre 0,35 mm. Longueur 15mm. Préciser le conditionnement à la commande ( Conditionnement par 10 conseillé pour un délai de livraison rapide). S'adapte sur cordon réf. PCT071-xx.



### PCT 861-25-15

Electrode aiguille à usage unique en inox montée sur miniconnecteur 1 mm. Diamètre 0,25 mm. Longueur 15mm. Préciser le conditionnement à la commande ( Conditionnement par 10 conseillé pour un délai de livraison rapide). S'adapte sur cordon réf. PCT071-xx.



### PCT 071-35-15

Electrode aiguille à usage unique montée sur minifil jetable avec miniconnecteur 1 mm. Diamètre 0,35 mm. Longueur 15mm. Préciser le conditionnement à la commande ( Conditionnement par 10 conseillé pour un délai de livraison rapide). S'adapte sur cordon réf. PCT071-xx..



### PCT 071-25-15

Electrode aiguille à usage unique montée sur minifil jetable avec miniconnecteur 1 mm. Diamètre 0,25 mm. Longueur 15mm. Préciser le conditionnement à la commande ( Conditionnement par 10 conseillé pour un délai de livraison rapide). S'adapte sur cordon réf. PCT071-xx.

### PCT 071-TP

Cordon pour aiguille réf. PCT071-xx-xx ou PCT861-xx-xx. Connexion tête en fiche Sécurité type Touch Proof. Câble extra-souple. Longueur 1,20 m. Connexion aiguille fiche 1 mm femelle.



## ADAPTATEURS ET CONNECTEURS DIVERS EEG-EMG-PE

- ELAD N**      Adaptateur Touch Proof pour fiche 2 mm mâle couleur noire
- ELAD V**      Adaptateur Touch Proof pour fiche 2 mm mâle couleur verte
- ELAD R**      Adaptateur Touch Proof pour fiche 2 mm mâle couleur rouge



**144 FDMD**      Câbles rallonge universelle. Longueur 120 cm couleur blanche ou bleue à spécifier. Fiche touch Proof DIN 42802 femelle et fiche touch Proof DIN 42802 mâle.

**FFTPS**          Fiche Femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes

**FMTPS**          Fiche femelle Touch Proof à souder sur les fils électrodes (sur les entrées des Amplis SAM ou BQ132)

**ADAPLEMO**      Adaptation de câble de constructeur différent avec fiche LEMO spéciale pour tête ISA1000

**EPSHORTL**      Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long. 20cm

**EPSHORT1**      Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long 3 cm

**EPSHORT2**      Pont double pour ponter 3 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long 3 cm

**EPSHORT3**      Pont triple pour ponter 4 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long 3 cm

**EPSHORT7**      Pont triple pour ponter 7 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long 3 cm



**PASTE MT5**

Gel pour préparation de la peau afin de coller des électrodes cupules. Tube de 250 gr .  
Utiliser ensuite de la pâte PASTE MT60 ou PASTE MT50 pour coller les électrodes.


**PASTE MT60**

Pâte pour EMG - PE - EEG pot de 250gr. Pâte de contact épaisse , collante et abrasive. Utilisable pour coller les électrodes cupules pour EEG ou PE ou EMG.  
Utilisable pour contact électrodes de réception EMG.

# STOCKAGE


## SUPPORTS DE STOCKAGE INFORMATIQUE

- CD-R** CD ROM vierge avec cartouche de protection
- DVD-R** DVD vierge 4,3 Go avec cartouche de protection
- DVD5,2GO** Cartouche DVD pour graveur DVD RAM PANASONIC. 5,2 Go.



## PAPIER THERMIQUE POUR IMPRIMANTE THERMIQUE MICROMED

- THERM** 1 carton de 400 feuilles vierges de papier pour imprimante thermique micromed ancienne ou nouvelle génération.



# DIVERS

**BATTERIES-PILES :** Micromed peut fournir l'ensemble des piles ou batteries standard à utiliser avec son matériel

**Nous consulter pour les référence spécifiques**

- PILE9V** Pile 9 Volts . MN1604 - 6LR61. Paquet de 10.
- PILE1.5V LR6** Pile 1,5 Volts . LR6 AA . Paquet de 10.
- 595-053** Batterie rechargeable 12 V. 3 A/h. Au plomb. Pour alimenter les amplificateur SD.
- 2889259** Paquet de 4 piles rechargeables 1,5 V format AA pour Holter MONET. Garantie une autonomie de 10 heures minimum.
- 3257546** Chargeur de piles rechargeables. 8 positions.
- CR2450** Piles CR2450 3 v 540 mAH spécial pour stimulateur Micromed SD LTM STIM. Paquet de 10 piles
- CR2477** Piles CR2477N 3 v 950 mAH spécial pour stimulateur Micromed SD LTM STIM. Paquet de 10 piles
- PILE MN11** Pile 6 Volts . MN11 - Pour Câble CB RC2 YC

## *MICROMED France*

Parc d'activités Mâcon TGV - Quartier Loché

347 Rue Mâcon Chaintré

71000 MACON - France

tél. : 00 33 (0) 3 85 36 81 50

fax : 00 33 (0) 3 85 36 81 51

[www.micromed-france.com](http://www.micromed-france.com)



Commandez vos accessoires par internet.

*[www.micromed-France.com](http://www.micromed-France.com)*

*Rubrique Produits - Accessoires*